



**Manfrotto**  
proven professional

## Datenblatt – Manfrotto 386B

### Beschreibung

Mit der Manfrotto Nano Clamp 386B erhält die Super Clamp 035 eine kleine und zugleich bärenstarke Schwester. Bei einem Eigengewicht von gerade einmal 110 Gramm, kann sie satte 5,5 Kilogramm an Zubehör stemmen. Mit einem 1/4" und einem 3/8" Innengewinde kann umfangreiches Zubehör aus der reichhaltigen Manfrotto-Palette sicher fixiert und mit dem nötigen „Grip“ versehen werden. Das patentierte Verschluss-system trägt zur verbesserten Klemmsicherheit bei. Ergänzt wird es um die High Grip-Beschichtung, die eine absolut sichere Fixierung an runden Querschnitten von 13 bis 35 mm und an rechteckigen Querschnitten von 2 bis 20 mm gewährleistet. Der Klemmhebel ist auf der Achse frei positionierbar und bietet daher auch in Situationen mit beengten Platzverhältnissen sicheren Zugriff.

**Verfügbarkeit**  
ab März 2008



### Technische Daten – 386B

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bauhöhe              | 5 cm                       |
| Gewicht              | 110 g                      |
| Max. Belastung       | 5,5 kg                     |
| Klemmbereich (rund)  | 13 bis 35 mm               |
| Klemmbereich (flach) | 3 bis 20 mm                |
| Zubehöraufnahme      | 1/4" und 3/8" Innengewinde |
| Bestellnummer        | 386B                       |
| EAN-Code             | 8024221530322              |



**Manfrotto**  
proven professional

## Anwendungsbeispiele – Manfrotto 386B

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
| bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>814-I Hydrost. Arm                             | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>819-I Hydrost. Arm                  | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>819-I Hydrost. Arm                 | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>823 Hydrost. Arm             | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>823 Hydrost. Arm<br>143BKT Kameraaufn. |
|   |  |   |   |   |
| bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>244N Magic Arm               | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>237 Flex Arm                        | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>237HD Flex Arm                     | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>237 Flex Arm<br>191 Adapter<br>275 Federklemme | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>237 Flex Arm<br>191 Adapter<br>275 Federklemme           |
|   |  |   |   |   |
| bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>237 Flex Arm<br>191 Adapter<br>275 Federklemme | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>396AB-2 Gelenkarm | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>396B-2 Gelenkarm | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>396B-2 Gelenkarm             | bestehend aus:<br>386B Nano Clamp<br>014-38 Adapter<br>396AB-2 Gelenkarm                      |